

ORTHOMEDIX : Protocole Curatif Post infection / Kit MMS (Purificateur d'eau)								
Ce kit est un traitement curatif contre les infections contemporaines								
Voir Protocole du Dr Andreas KALCKER : https://andreaskalcker.com/fr/								
Attention : Pendant la durée du traitement il est indispensable d' éviter le café, le thé, et la vitamine C								
	Chlorite de sodium 25%	HCl 4%	Vitamine C	Vitamine B 12	Vitamine D 3	Zeolite	Pin sylvestre	Zinc
<u>1er mois</u>	Mélanger une quantité identique des 2 produits dans un verre Attendre minimum 3 minutes la réaction Puis ajouter dans l'eau		2 jours par semaine (Les jours sans MMS)	5 à 8 gouttes par jour	5 à 8 gouttes par jour	1 CC par jour le matin à jeun	(Tisane ou teinture) 1 infusion par jour ou 3 gouttes de teinture	30 gouttes par jour dans un grande verre d'eau pendant 15 jours
<u>2ème mois</u>	Mélanger une quantité identique des 2 produits dans un verre Attendre minimum 3 minutes la réaction Puis ajouter dans l'eau		2 jours par semaine (Les jours sans MMS)	5 à 8 gouttes par jour	5 à 8 gouttes par jour	1 CC par jour le matin à jeun	(Tisane ou teinture) 1 infusion par jour ou 3 gouttes de teinture	/
<u>3ème mois</u>	Mélanger une quantité identique des 2 produits dans un verre Attendre minimum 3 minutes la réaction Puis ajouter dans l'eau		2 jours par semaine (Les jours sans MMS)	5 à 8 gouttes par jour	5 à 8 gouttes par jour	1 CC par jour le matin à jeun	(Tisane ou teinture) 1 infusion par jour ou 3 gouttes de teinture	30 gouttes par jour dans un grande verre d'eau pendant 15 jours

						** CC = Cuiller à café rase		
--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--